

1. ESAME CHIMICO-FISICO E MICROSCOPICO DELLE URINE

E' preferibile utilizzare le urine del primo mattino.

- 1) Dopo accurata pulizia dei genitali, scartare il primo getto di urina nel W.C.
- 2) Raccogliere il secondo getto di urina in un contenitore con ampia apertura.
- 3) Stappare la provetta conica e travasarvi l'urina fino a 1-2 cm dal bordo.
- 4) Tappare la provetta conica.
- 5) Riconsegnare la provetta conica tappata, con la superficie esterna pulita, al Personale dell'accettazione.

